

comfort PREMIUM Einlagen

Saugstarke Einlagen für Blasenschwäche.

Mit textilem Außenvlies für mehr Diskretion und Tragekomfort.



OPTIMAL SOFT-AIR

Angenehmes Tragegefühl und optimales Hautklima

- Außenvlies ist weich, textilähnlich und atmungsaktiv



OPTIMAL DRY

Mehr Hautfreundlichkeit

- Verteilerauflage leitet Urin schnell weg von der Haut in den Saugkörper



OPTIMAL ODOURSTOP

Zuverlässige Geruchsneutralisierung

- Superabsorber bindet Urin schnell und zuverlässig







OPTIMAL LOCK

Mehr Sicherheit im Alltag

- Saugkörper speichert Flüssigkeit schnell und zuverlässig
- Auslaufsperrern verhindern Austreten von Urin

Sicheres Gefühl bei jeder Bewegung

- anatomische Passform für optimalen Produktsitz
- Fixierstreifen zum sicheren Halt in der Unterwäsche

Saugstufe und Bezeichnung	ISO Saugleistung	Größe	HPN	Verkaufseinheit	PZN	igefa-Artikelnummer
1  micro sehr leichte Blasenschwäche	195 ml	10 x 23 cm	15.25.30.5275	Beutel 28 Stück	15814636	2165031
2  mini leichte Blasenschwäche	310 ml	10 x 27 cm	15.25.30.5280	Beutel 28 Stück	16136492	2165033
3  midi leichte bis mittlere Blasenschwäche	520 ml	12 x 34 cm	15.25.30.5281	Beutel 28 Stück	16136517	2165035
4  maxi mittlere Blasenschwäche	700 ml	13 x 40 cm	15.25.30.5282	Beutel 28 Stück	16136546	2165037